

# GOLFI G560

## Hidrolik Klozetli Transfer Sandalyesi

Teknik ürün kataloğu • 2026



**51 cm**

Oturma genişliği

**44-65 cm**

Oturma yüksekliği

**100 kg**

Taşıma kapasitesi

**27,5 kg**

Ürün ağırlığı

6 GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFI / TEKNİK ÖLÇÜLER / KULLANIM REHBERİ

Fotoğraflar: Kullanıcı tarafından sağlanan orijinal Golfi G560 ürün görselleri.

## 01 / GERÇEK ÜRÜN FOTOĞRAFLARI

## Ürünü her açıdan inceleyin

Gönderilen orijinal fotoğraflar kullanılmıştır. Görseller yapay zekâ ile yeniden oluşturulmamıştır.



ANA ÜRÜN / ÖN ÇAPRAZ



ALTERNATİF AÇI



YAN GÖRÜNÜM / KLOZET



ARKA GÖRÜNÜM



ÖN GÖRÜNÜM



HİDROLİK SİSTEM

## 02 / TEKNİK ÖLÇÜLER

## G560 teknik özellikler

Ölçüler güncel üretici ürün sayfasına göre hazırlanmıştır.

| TEKNİK ÖZELLİK             | G560            |
|----------------------------|-----------------|
| Oturma yeri genişliği      | 51 cm           |
| Oturma yeri derinliği      | 40 cm           |
| Oturma yeri yüksekliği     | 44-65 cm        |
| Sırtlık yüksekliği         | 47 cm           |
| Kolçak yüksekliği          | 30 cm           |
| Toplam genişlik            | 59 cm           |
| Toplam uzunluk             | 76 cm           |
| Toplam yükseklik           | 88-108 cm       |
| Ön tekerlekler             | 5 inç PVC       |
| Arka tekerlekler           | 3 inç PVC       |
| Gövde malzemesi            | Çelik           |
| Ürün ağırlığı              | 27,5 kg         |
| Maksimum taşıma kapasitesi | 100 kg          |
| Koli ölçüleri              | 63 × 52 × 81 cm |
| Yükseklik ayarı            | Hidrolik        |
| Klozet haznesi             | Çıkarılabilir   |
| Tilt özelliği              | Belirtilmemiş   |

Önemli: Eski Golfi kataloglarında 44-70 cm geçebilir. Bu katalogta üreticinin güncel web sayfasındaki 44-65 cm değeri esas alınmıştır.

## 03 / KULLANIM, UYGUNLUK VE VİDEO

## Doğru seçim için kısa rehber

**01 Yatak seviyesi**

Hidrolik ayar aralığını (44-65 cm) yatak yüksekliğiyle karşılaştırın; yatak altı boşluğunu da ölçün.

**02 Geçiş alanı**

59 cm toplam genişlik için kapı net açıklığını, eşiği ve dönüş alanını kontrol edin.

**03 Kullanıcı uygunluğu**

51 × 40 cm oturma alanını ve 100 kg taşıma kapasitesini kişinin ölçüleri ve transfer becerileriyle birlikte değerlendirin.

**04 Transfer ve bakım**

Transfer öncesi frenleri sabitleyin. Klozet kovasını temizleyin; üreticinin kullanım ve bakım talimatlarına uyun.

**TANITIM VİDEOSU**

YouTube

Telefonunuzla QR kodu okutun.

**TEKNİK KAYNAK**

Karadeniz Medikal

Telefonunuzla QR kodu okutun.

**GÜVENLİ KULLANIM NOTU**

Hidrolik yükseklik ayarı hasta kaldırma lifti işlevi görmez. Tam bağımlı kullanıcılar için profesyonel transfer değerlendirmesi gerekir.